



ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE di ROMA **Aeronautica Militare**

Laboratorio di Chimica, Biochimica e Biologia Molecolare
Sezione Laboratorio Analisi Cliniche

OGGETTO: PROTOCOLLO DI PRENOTAZIONE, ACCETTAZIONE, REFERTAZIONE E INVIO DEI RELATIVI ESITI DEI CAMPIONI BIOLOGICI PERVENUTI TRAMITE PRENOTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI (Militari e Civili Aventi Diritto) PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE SARS COV 2 (Covid-19) CON MODALITÀ MOLECOLARE O RAPIDA.

TIPI DI CAMPIONE:

Il campione di elezione per la ricerca del virus SARS COV-2 (Covid-19), può essere effettuato:

- 1. Mediante tampone oro-rinofaringeo** (test molecolare mediante tampone) in provetta da 3ml con terreno di trasporto, contenenti entrambi gli “swabs” inseriti nella stessa provetta come da indicazione del Ministero della Salute. Il paziente non deve aver assunto cibi o bevande diverse dall’acqua, aver fumato ed essersi lavato i denti utilizzando collutori o simili nelle 2 ore precedenti il prelievo.
- 2. Mediante tampone nasofaringeo** (test antigenico rapido), lavorato secondo indicazioni del Ministero della Salute.

Si ricorda che i prelievi di campioni biologici e le indagini molecolari per la ricerca dell’RNA virale SARS-CoV-2 costituiscono un atto di natura medica con specifiche indicazioni e rischi ed effetti collaterali, pertanto necessitano di opportuna prescrizione, regolata da apposite Leggi e normative, ed ogni abusò potrà essere perseguito ai sensi delle vigenti normative. Per ulteriori informazioni contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) e/o Ufficiale Medico (DSS) di riferimento.

PRENOTAZIONE:

L’accettazione del campione biologico perviene secondo le modalità sotto indicate e previo:

1. autorizzazione dell’ufficio competente di quest’Istituto tramite prenotazione (inviando email: **aeroistmeroma@am.difesa.it** e/o contattando il numero telefonico **06/49865386** o **06/49865387**).
2. precompilando on-line, tramite il sito **www.aerolabimasroma.it**, il **consenso informato** che darà seguito alla relativa generazione del **QR-Code** associato, il quale va stampato e firmato a cura dell’interessato ed esibito al momento dell’accettazione vera propria.
3. Inoltre bisogna portare con sé ed esibire al momento dell’accettazione:
 - un documento di riconoscimento, Carta d’identità o Carta Multiservizi Difesa;

- latessera sanitaria;
- larichiesta medica;

ACCETTAZIONE:

Il campione di elezione per la ricerca del virus SARS COV-2 (Covid-19), tampone oro-rinofaringeo, viene lavorato secondo normativa afferente alla rete dei Laboratori DIMOS MILNET di IGESAN, presso il laboratorio di Biologia Molecolare, previa verifica effettuata dal sottoufficiale responsabile di controllare:

- **La presenza e la completezza della documentazione sopra richiestadata e firmata;**
- **Si procede con la trascrizione dei dati riportati sul consenso informato all'interno del Registro Unico di Accettazione (R.U.A.) o tramite rilevazione del QR-Code.**

I seguenti dati vengono riportati nel programma THEMIXLAB COVID che genera un codice identificativo barcode che viene stampato e attaccato sulla provetta del tampone del paziente e riportato anche sul corrispettivo consenso informato;

L'utente può presentarsi presso il sito disegnato dell'area del Minicastro sul cortile anteposto al Laboratorio di Biologia Molecolare situato in via Frentani n°1/a.

L'assenza di uno dei punti sopracitati, non autorizza il personale responsabile ad inserire nuovi utenti ad essere sottoposti a tampone per diagnostica Covid-19 a salvaguardia delle normative medico legali.

TERMINI DI ARRIVO E DI LAVORAZIONE:

Gli utenti che devono sottoporsi a tampone per diagnostica Covid-19 devono presentarsi presso l'area del Minicastro in **via Frentani n°1/a** dalle **ore 7:00 alle ore 8:30**.

Per gli utenti sintomatici o già precedentemente risultati positivi in attesa di referto negativo l'orario di convocazione è dalle ore 8:00 alle ore 8:30 circa presso **via dei Frentani n° 1** in modalità **Drive In**. I campioni saranno lavorati entro la data di accettazione e refertati in tale data ove non sussistano problemi di natura tecnica.

N.B. per gli utenti sottoposti a tampone rapido antigenico il referto sarà esclusivamente consegnato in versione cartacea in presenza fisica (entro 30-60 min.), una volta attestata la loro negatività altrimenti qualora risulti un valore borderline o attestante la positività saranno sottoposti immediatamente a tampone molecolare per confermare l'esito positivo.

REFERTAZIONE:

Il referto viene compilato in doppia lingua italiano / inglese, ed inviato all'email fornita dal paziente, inoltre in caso di risultato **POSITIVO, INDETERMINATO e DA RIPETERE** verrà comunicato anche mediante contatto diretto telefonico.

Per l'apertura del referto (**PDF criptato**) utilizzare come **PSW** il codice fiscale (tutto maiuscolo) dell'interessato.

I tempi di refertazione sono tra le 24-48 ore ove non sussistano problemi di natura tecnica.

TRASMISSIONE RISULTATI:

Le comunicazioni dei risultati avverranno contestualmente alla fase di refertazione e saranno trasmesse agli Enti sanitari competenti, militari e civili ed inviati all'email personali riportate sul consenso informato rilasciate dai pazienti. La refertazione viene effettuata dal Medico Specialista in Patologia Clinica presso questo Istituto.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI:

- a) POSITIVO:** campione con rilevate porzioni specifiche di RNA virale Sars-Cov-2. I risultati vengono segnalati alle Regioni tramite i servizi di Igiene Pubblica che prenderanno in carico il paziente in caso di positività, in attesa della risposta e' obbligatoria la quarantena. Contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o Ufficiale Medico (DSS) per le segnalazioni del caso e la gestione clinica e terapeutica. Si consiglia di ripetere un tampone dopo 14 giorni dal primo esito positivo, e comunque dopo almeno 7 giorni dalla piena scomparsa dei sintomi clinici secondo aggiornamenti del Ministero della Salute. In caso di sintomi acuti e gravi (difficoltà a respirare, tosse, febbre alta oltre 38.5 °C nonostante opportuna terapia, etc.) contattare MMG o DSS o Servizio di emergenza 118 comunicando la diagnosi di positività, per eventuale trasporto e supporto sanitario in sicurezza con appropriate modalità.
- In caso di persistenza di positività oltre i 14 giorni, si consiglia l'esecuzione di un'ulteriore analisi dopo almeno 7 giorni, ed in assenza di sintomatologia clinica, si rimanda al proprio MMG e/o DSS, per le opportune valutazioni del caso come indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
- b) NEGATIVO:** non rilevata presenza di RNA virale SARS-CoV-2. In caso di contatto stretto con paziente positivo per SARS-CoV-2 si consiglia di avvertire il proprio MMG e/o DSS e di seguire le vigenti normative.
- c) INDETERMINATO:** campione con rilevato a bassa carica, al limite della soglia di rilevamento, possibile caso per Sars-Cov-2. Il protocollo prevede la ripetizione del tampone ed analisi dopo 48 ore. Si consiglia avvertire il proprio MMG e/o DSS, di stare in isolamento domiciliare, utilizzo di mascherine chirurgiche oltre a distanziamento sociale, evitare ambienti promiscui, di effettuare un auto-monitoraggio sintomi e temperatura una volta al giorno. In caso di comparsa di sintomi contattare il proprio MMG e/o DSS per terapia e analisi diagnostiche, e di eseguire un secondo tampone a distanza di 48 ore. Tali casi potrebbero essere segnalati alle autorità sanitarie competenti.
- d) CAMPIONE NON IDONEO:** campione non analizzabile. Possibile errato campionamento, campionamento non conforme alle linee guida, presenza di sostanze inibenti (farmaci, integratori o altro).